



*Le spécialiste de la Propolis et des produits de la Ruche
au service de votre bien-être depuis 1979*

FICHE DE PRESENTATION

PPM30 A

Propolis Purifiée Micronisée Alimentaire 30 % de matière sèche active

Cette poudre est fabriquée à partir de l'EADP (Extrait Alcoolique Dense de **Propolis**) que l'on fait absorber sur une matrice entièrement alimentaire composée d'Amidon de Maïs BIO (brevet déposé). Après une phase de séchage à basse température et une phase de broyage, on obtient une poudre très fine, très fluide, de couleur beige et d'agréable odeur balsamique : l'amidon, chargé de **Propolis** au niveau moléculaire, transforme cette matière résineuse en une substance entièrement assimilable et disponible par l'organisme. On ajoute ensuite l'argile pour finaliser notre extrait.

C'est un intérêt majeur d'un point de vue thérapeutique car les principes actifs de la **Propolis** sont entièrement disponibles au niveau de l'organisme.

L'autre avantage est d'ordre technique :

Bien que très riche en Extrait Mou, la PPM30 A a peu tendance à s'agglomérer. Il est cependant conseillé de la conserver au frais (10°C à 15°C).

Cette fluidité facilite la technologie de son conditionnement car elle n'encrasse pas les appareils (gélules, capsules, etc, ...). La PPM30 A se prête donc à tous les mélanges secs.

La plage de ses utilisations est très étendue et concerne aussi bien l'industrie alimentaire que paramédicale et vétérinaire.

Caractéristiques physiques :

- * La PPM30 A est un extrait sec
- * La PPM30 A est soluble dans l'eau
- * La PPM30 A est soluble dans l'huile
- * La PPM30 A est soluble dans l'alcool

Origine : France
Made in France

APIMAB Laboratoires

Av. du Lac 34800 Clermont-l'Hérault Tel : 04 67 96 38 14 Fax : 04 67 88 06 99
SARL 171 500 Euros R.C.C Clermont-l'Hérault 353.242.886.00011 APE 1086Z

www.apimab-laboratoires.fr